

REF 513-2	6x3mL	EXP 2025-10-02	LOT 30F1C9A	更新日期： 2020-12 1 / 2
------------------	-------	-----------------------	--------------------	------------------------

批号：30F1C9A				
项目\仪器\试剂方法	单位	均值	+ / - 2 SD	
(AFP)甲胎蛋白				
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	82.6	66.5-98.7	
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	69.4	55-83.8	
Roche Modular E170 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	81.5	65.3-97.7	
Siemens ADVIA Centaur XP Siemens \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	ng/mL	59.6	47.4-71.8	
(CA 125)糖类抗原 125				
Roche Modular E170 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	181	146-216	
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	189	148-230	
DiaSorin Liaison /XL Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	274	219-329	
Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	276	220-332	
Siemens ADVIA Centaur XP Siemens \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	IU/mL	218	173-263	
(CA 15-3)糖类抗原 15-3				
Siemens ADVIA Centaur XP Siemens \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	IU/mL	98.3	79-118	
Roche Modular E170 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	70.6	56.8-84.4	
Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	109	85.4-133	
DiaSorin Liaison /XL Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	96.5	77.6-115	
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	68.4	53.6-83.2	
(CA 19-9)糖类抗原 19-9				
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	75.9	59.6-92.2	
DiaSorin Liaison /XL Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	182	147-217	
Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	409	329-489	
Roche Modular E170 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	89.6	72-107	
Siemens ADVIA Centaur XP Siemens \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	IU/mL	180	144-216	
(CA 72-4)糖类抗原 72-4				
Roche Modular E170 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	12.6	9.86-15.3	
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	9.09	7.07-11.1	
(CA242)糖类抗原 242				
Manual GLD \ Enzyme linked immunosorbent assays (ELISA)	U/mL	39.8	31.8-47.8	
(CEA)癌胚抗原				
Siemens ADVIA Centaur XP Siemens \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	ng/mL	25.8	21-30.6	
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	36.4	28.2-44.6	
Roche Modular E170 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	43.5	35-52	
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	30.2	24.2-36.2	
Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	45.6	36.6-54.6	
(Cyfra 21-1)细胞角蛋白19片段				
Roche Modular E170 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	12.6	10.2-15	
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	9.98	7.76-12.2	

REF 513-2	6x3mL	EXP 2025-10-02	LOT 30F1C9A	更新日期： 2020-12 2 / 2
------------------	-------	-----------------------	--------------------	------------------------

批号：30F1C9A				
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值	+ / - 2 SD	
(Ferritin)铁蛋白				
Siemens ADVIA Centaur XP Siemens \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	µg/L	296	240-352	
Roche Modular E170 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	µg/L	309	251-367	
Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	µg/L	403	323-483	
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	µg/L	258	209-307	
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	µg/L	348	274-422	
(F-PSA)游离前列腺特异性抗原				
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	4.56	3.59-5.53	
Roche Modular E170 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	4.88	3.94-5.82	
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	5.96	4.59-7.33	
Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	4.39	3.52-5.26	
Siemens ADVIA Centaur XP Siemens \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	ng/mL	4.96	4-5.92	
(hCG)人绒毛膜促性腺激素				
Roche Modular E170 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/L	149	120-178	
Siemens ADVIA Centaur XP Siemens \ Enzyme linked immunosorbent assays (ELISA)	IU/L	103	83.2-123	
(HE4)人附睾蛋白4				
Roche Modular E170 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	268	214-322	
(PSA)前列腺特异性抗原				
Siemens ADVIA Centaur XP Siemens \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	ng/mL	15.9	12.9-18.9	
Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	16.9	13.6-20.2	
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	18.6	14.7-22.5	
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	17.2	13.6-20.8	
Roche Modular E170 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	18.2	14.5-21.9	
(SCC)鳞状细胞癌抗原				
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	8.87	7-10.7	
Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	13.7	11.1-16.3	
(TPA)组织多肽抗原				
DiaSorin Liaison /XL Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	U/L	3760	2980-4530	
(TPS)组织多肽特异抗原				
Manual OTHER \ Enzyme linked immunosorbent assays (ELISA)	U/L	99.6	79-120	
(β-hCG)人绒毛膜促性腺激素β亚基				
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/L	153	125-181	

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。