

| | | | | | | | | |
|------------|-------|-------|------------|------------|------------|---------|-------|---------|
| REF | 513-1 | 6x3mL | EXP | 2028-05-11 | LOT | 30EF6B1 | 更新日期: | 2024-08 |
| | | | | | | | | 1 / 2 |

| 批号: 30EF6B1 | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-----|------|--|
| 项目\仪器\试剂方法 | 单位 | 均值 | CV | Lab | 点数 | |
| (AFP)甲胎蛋白 | | | | | | |
| Autolumo A2000/A2000 PLUS | | | | | | |
| Autobio \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA) | ng/mL | 3.99 | 13.2% | <5 | <100 | |
| Abbott Alinity i Series | | | | | | |
| Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA) | ng/mL | 4.17 | 5.1% | 16 | 386 | |
| Roche Modular E170 | | | | | | |
| Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA) | ng/mL | 4.5 | 10% | <5 | <100 | |
| (CA 125)糖类抗原 125 | | | | | | |
| Roche cobas E601/602 | | | | | | |
| Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA) | IU/mL | 21.6 | 3.8% | <5 | <100 | |
| Autolumo A2000/A2000 PLUS | | | | | | |
| Autobio \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA) | IU/mL | 20.1 | 6.7% | <5 | <100 | |
| Abbott Alinity i Series | | | | | | |
| Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA) | IU/mL | 31.6 | 3.4% | 16 | 384 | |
| Roche Modular E170 | | | | | | |
| Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA) | IU/mL | 23.5 | 10% | <5 | <100 | |
| (CA 15-3)糖类抗原 15-3 | | | | | | |
| Roche cobas E601/602 | | | | | | |
| Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA) | IU/mL | 14.9 | 2.5% | <5 | <100 | |
| Autolumo A2000/A2000 PLUS | | | | | | |
| Autobio \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA) | IU/mL | 18.4 | 16.5% | <5 | <100 | |
| Abbott Alinity i Series | | | | | | |
| Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA) | IU/mL | 18.3 | 4.5% | 16 | 384 | |
| Roche Modular E170 | | | | | | |
| Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA) | IU/mL | 18.3 | 10% | <5 | <100 | |
| (CA 19-9)糖类抗原 19-9 | | | | | | |
| Roche cobas E601/602 | | | | | | |
| Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA) | IU/mL | 12.2 | 2.5% | <5 | <100 | |
| Autolumo A2000/A2000 PLUS | | | | | | |
| Autobio \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA) | IU/mL | 11.9 | 4.9% | <5 | <100 | |
| Roche Modular E170 | | | | | | |
| Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA) | IU/mL | 16.9 | 10% | <5 | <100 | |
| (CA 72-4)糖类抗原 72-4 | | | | | | |
| Autolumo A2000/A2000 PLUS | | | | | | |
| Autobio \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA) | IU/mL | 2.02 | 19.7% | <5 | <100 | |
| Roche Modular E170 | | | | | | |
| Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA) | IU/mL | 2.43 | 9.9% | <5 | <100 | |
| Roche cobas E601/602 | | | | | | |
| Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA) | IU/mL | 1.9 | 0% | <5 | <100 | |
| (CA242)糖类抗原 242 | | | | | | |
| ADC Elisa Series | | | | | | |
| ADDCARE \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA) | U/mL | 9.8 | 10% | <5 | <100 | |
| (CEA)癌胚抗原 | | | | | | |
| Abbott Alinity i Series | | | | | | |
| Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA) | ng/mL | 3.62 | 7.7% | 16 | 384 | |
| Autolumo A2000/A2000 PLUS | | | | | | |
| Autobio \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA) | ng/mL | 2.43 | 4.2% | <5 | <100 | |
| Roche Modular E170 | | | | | | |
| Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA) | ng/mL | 3.4 | 10% | <5 | <100 | |
| (Cyfra 21-1)细胞角蛋白19片段 | | | | | | |
| Roche cobas E601/602 | | | | | | |
| Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA) | ng/mL | 1.78 | 2.6% | <5 | <100 | |
| Autolumo A2000/A2000 PLUS | | | | | | |
| Autobio \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA) | ng/mL | 1.1 | 7.2% | <5 | <100 | |
| Abbott Alinity i Series | | | | | | |
| Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA) | ng/mL | 0.731 | 9% | 15 | 384 | |
| Roche Modular E170 | | | | | | |
| Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA) | ng/mL | 2.6 | 10% | <5 | <100 | |
| (Ferritin)铁蛋白 | | | | | | |
| Autolumo A2000/A2000 PLUS | | | | | | |
| Autobio \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA) | ng/mL | 81.7 | 19.3% | <5 | <100 | |
| Roche Modular E170 | | | | | | |
| Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA) | ng/mL | 104 | 10% | <5 | <100 | |
| (F-PSA)游离前列腺特异性抗原 | | | | | | |
| Abbott Alinity i Series | | | | | | |
| Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA) | ng/mL | 1.42 | 5.5% | 16 | 385 | |
| Autolumo A2000/A2000 PLUS | | | | | | |
| Autobio \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA) | ng/mL | 1.24 | 1.7% | <5 | <100 | |
| Roche Modular E170 | | | | | | |
| Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA) | ng/mL | 1.13 | 9.7% | <5 | <100 | |
| (hCG)人绒毛膜促性腺激素 | | | | | | |
| Roche Modular E170 | | | | | | |
| Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA) | IU/L | 14.4 | 10% | <5 | <100 | |
| (HE4)人附睾蛋白4 | | | | | | |
| Roche Modular E170 | | | | | | |
| Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA) | pmol/L | 44.9 | 1% | <5 | <100 | |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|-------|------------|------------|------------|---------|-------|---------|
| REF | 513-1 | 6x3mL | EXP | 2028-05-11 | LOT | 30EF6B1 | 更新日期: | 2024-08 |
| | | | | | | | | 2 / 2 |

| 批号: 30EF6B1 | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|----------|------|
| 项目\仪器\试剂\方法 | 单位 | 均值 \ CV | | Lab \ 点数 | |
| (PSA)前列腺特异性抗原 | | | | | |
| Abbott Alinity i Series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA) | ng/mL | 2 | 6% | 16 | 384 |
| Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA) | ng/mL | 1.73 | 1.1% | <5 | <100 |
| Roche Modular E170 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA) | ng/mL | 2.47 | 10.1% | <5 | <100 |
| (SCC)鳞状细胞癌抗原 | | | | | |
| Abbott Alinity i Series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA) | ng/mL | 1.95 | 5.2% | 16 | 389 |
| Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA) | ng/mL | 1.53 | 2% | <5 | <100 |
| Abbott ARCHITECT ci series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA) | ng/mL | 1.8 | 10% | <5 | <100 |
| (TPA)组织多肽抗原 | | | | | |
| DiaSorin Liaison /XL Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA) | U/L | 271 | 10% | <5 | <100 |
| (TPS)组织多肽特异抗原 | | | | | |
| ADC Elisa Series ADDCARE \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA) | U/L | 28 | 10% | <5 | <100 |

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。