

REF	513-2	6x3mL	EXP	2028-05-11	LOT	30F1DC1	更新日期:	2024-08
								1 / 2

批号: 30F1DC1						
项目\仪器\试剂方法	单位	均值	CV	Lab	点数	
(AFP)甲胎蛋白						
Autolumo A2000/A2000 PLUS						
Autobio \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	ng/mL	65.6	4.4%	<5	<100	
Abbott Alinity i Series						
Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	64.7	3.8%	16	371	
Roche Modular E170						
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	69.7	10%	<5	<100	
(CA 125)糖类抗原 125						
Roche cobas E601/602						
Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	202	1.3%	<5	<100	
Autolumo A2000/A2000 PLUS						
Autobio \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	IU/mL	139	6.4%	<5	<100	
Abbott Alinity i Series						
Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	309	3.4%	16	374	
Roche Modular E170						
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	210	10%	<5	<100	
(CA 15-3)糖类抗原 15-3						
Roche cobas E601/602						
Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	59	2.6%	<5	<100	
Autolumo A2000/A2000 PLUS						
Autobio \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	IU/mL	70.4	18.1%	<5	<100	
Abbott Alinity i Series						
Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	97.7	5%	16	374	
Roche Modular E170						
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	77.1	10%	<5	<100	
(CA 19-9)糖类抗原 19-9						
Roche cobas E601/602						
Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	77.6	2%	<5	<100	
Autolumo A2000/A2000 PLUS						
Autobio \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	IU/mL	84.1	8%	<5	<100	
Roche Modular E170						
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	92	10%	<5	<100	
(CA 72-4)糖类抗原 72-4						
Roche cobas E601/602						
Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	7.31	2.4%	<5	<100	
Autolumo A2000/A2000 PLUS						
Autobio \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	IU/mL	9.98	1.7%	<5	<100	
Roche Modular E170						
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	10.5	10%	<5	<100	
(CA242)糖类抗原 242						
ADC Elisa Series						
ADDCARE \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	U/mL	40.3	10%	<5	<100	
(CEA)癌胚抗原						
Autolumo A2000/A2000 PLUS						
Autobio \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	ng/mL	27.8	10.9%	<5	<100	
Abbott Alinity i Series						
Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	35.2	9.1%	16	383	
Roche Modular E170						
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	32.4	10%	<5	<100	
(Cyfra 21-1)细胞角蛋白19片段						
Roche cobas E601/602						
Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	15.9	2.1%	<5	<100	
Autolumo A2000/A2000 PLUS						
Autobio \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	ng/mL	14.7	18.8%	<5	<100	
Abbott Alinity i Series						
Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	14.8	4.1%	16	381	
Roche Modular E170						
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	15.7	10%	<5	<100	
(Ferritin)铁蛋白						
Autolumo A2000/A2000 PLUS						
Autobio \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	ng/mL	364	9.5%	<5	<100	
Roche Modular E170						
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	305	10%	<5	<100	
(F-PSA)游离前列腺特异性抗原						
Autolumo A2000/A2000 PLUS						
Autobio \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	ng/mL	5.04	14.4%	<5	<100	
Abbott Alinity i Series						
Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	6.06	5.3%	16	379	
Roche Modular E170						
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	4.48	10.9%	<5	<100	
(hCG)人绒毛膜促性腺激素						
Roche Modular E170						
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/L	142	10%	<5	<100	
(HE4)人附睾蛋白4						
Abbott Alinity i Series						
Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	182	6.6%	8	212	
Autolumo A2000/A2000 PLUS						
Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	210	7.2%	<5	<100	

REF	513-2 6x3mL	EXP	2028-05-11	LOT	30F1DC1	更新日期： 2024-08 2 / 2
------------	------------------	------------	------------	------------	---------	------------------------

		批号：30F1DC1			
项目\仪器\试剂方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
Roche Modular E170 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	318	10%	<5	<100
(PSA)前列腺特异性抗原					
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	ng/mL	11.7	22.6%	<5	<100
Abbott Alinity i Series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	13.4	7%	16	379
Roche Modular E170 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	17.5	10%	<5	<100
(SCC)鳞状细胞癌抗原					
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	ng/mL	14	17.3%	<5	<100
Abbott Alinity i Series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	17.3	5.1%	16	371
Abbott ARCHITECT ci series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	16.4	10%	<5	<100
(TPA)组织多肽抗原					
DiaSorin Liaison /XL Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	U/L	2728	10%	<5	<100
(TPS)组织多肽特异抗原					
ADC Elisa Series ADDCARE \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	U/L	125	10%	<5	<100

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。