

REF	521-1	6x3mL	EXP	2025-12-22	LOT	31B2BAD	更新日期:	2024-08
								1 / 2

		批号: 31B2BAD			
项目\仪器\试剂方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
(Alb)白蛋白					
Olympus AU400					
Olympus \ Bromocresol green	g/L	19.1	9.9%	<5	<100
(ASO)抗链球菌溶血素 O 抗体					
Beckman AU series					
Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	83.6	21.3%	<5	100
Olympus AU400					
Olympus \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	140	10%	<5	<100
(AT-III)抗凝血酶III					
Beckman Image 800					
Beckman Coulter \ Nephelometry	g/L	0.119	10%	<5	<100
(C3)补体 C3					
Beckman AU series					
Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	96.3	20%	<5	<100
Olympus AU400					
Olympus \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	67	10%	<5	<100
(C4)补体 C4					
Beckman AU series					
Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	18.5	16.6%	<5	<100
Olympus AU400					
Olympus \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	17.9	10%	<5	<100
(Cer)铜蓝蛋白					
Olympus AU400					
Olympus \ Immunonephelometry (INA)	g/L	0.199	10%	<5	<100
(CRP)C反应蛋白					
Beckman AU series					
Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	0.957	18.2%	<5	<100
Olympus AU400					
Olympus \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	1.42	9.9%	<5	<100
Beckman AU series					
Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	1.26	5.6%	<5	<100
(Ferritin)铁蛋白					
Siemens BN II					
Siemens \ Immunonephelometry (INA)	ng/mL	46.1	10%	<5	<100
Olympus AU400					
Olympus \ Immunoturbidimetry (ITA)	ng/mL	47.2	10%	<5	<100
(Hap (HPT))触珠蛋白 (结合珠蛋白)					
Olympus AU400					
Olympus \ Enzyme linked immunosorbent assays (ELISA)	mg/L	704	10%	<5	<100
(IgA)免疫球蛋白 IgA					
Beckman AU series					
Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	129	19.7%	<5	<100
Olympus AU400					
Olympus \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	129	10%	<5	<100
(IgE)免疫球蛋白 IgE					
Beckman Image 800					
Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	20.3	10%	<5	<100
(IgG)免疫球蛋白 IgG					
Beckman AU series					
Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	790	17.6%	<5	<100
Olympus AU400					
Olympus \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	675	10%	<5	<100
(IgM)免疫球蛋白 IgM					
Beckman AU series					
Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	65	17.7%	<5	<100
Olympus AU400					
Olympus \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	70.4	10%	<5	<100
(Kappa Light Chain)κ轻链					
Beckman Image 800					
Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	g/L	5.32	10%	<5	<100
(Lambda Light Chain)λ 轻链					
Beckman Image 800					
Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	g/L	3	10%	<5	<100
(PAB)前白蛋白					
Beckman AU series					
DiaSys \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	g/L	0.169	4%	5	139
Beckman AU series					
Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	g/L	0.14	15.5%	<5	101
Olympus AU400					
Olympus \ Immunonephelometry (INA)	g/L	0.189	10%	<5	<100
(RBP)视黄醇结合蛋白					
Siemens BN II					
Siemens \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	2.93	9.9%	<5	<100

REF	521-1	6x3mL	EXP	2025-12-22	LOT	31B2BAD	更新日期：	2024-08
								2 / 2

		批号： 31B2BAD			
项目\仪器\试剂方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
(RF)类风湿因子					
Beckman AU series					
Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	IU/mL	25.1	15.4%	<5	103
Beckman AU series					
Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	37.7	1.8%	<5	<100
Beckman Image 800					
Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	42.6	10%	<5	<100
(TRF)转铁蛋白					
Olympus AU400					
Olympus \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	123	10%	<5	<100
(α-1-AG)α-1-酸性糖蛋白					
Beckman AU series					
Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	g/L	0.42	4.4%	<5	<100
Olympus AU400					
Olympus \ Enzyme linked immunosorbent assays (ELISA)	g/L	0.421	10%	<5	<100
(α-1-AT)α-1-抗胰蛋白酶					
Beckman AU series					
Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	69.8	2.1%	<5	<100
Olympus AU400					
Olympus \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	73.3	10%	<5	<100
(α2M)α-2-巨球蛋白					
Beckman Image 800					
Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/L	907	10%	<5	<100
(β2M)β-2-微球蛋白					
Beckman AU series					
Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	ng/mL	2256	6.3%	<5	<100

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。