

REF	521-3	6x3mL	EXP	2025-01-01	LOT	31B7969	更新日期:	2024-08
								1 / 3

		批号: 31B7969			
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
(Alb)白蛋白					
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Bromocresol green	g/L	56.2	12%	<5	<100
(ASO)抗链球菌溶血素 O 抗体					
OTHER					
Genrui \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	345	6.5%	7	102
TOSHIBA TBA OTHER \ OTHER	IU/mL	367	3.7%	5	<100
Beckman Immage 800 Dedicated \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	253	3.1%	<5	<100
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	215	4.8%	25	592
Siemens BN II Siemens \ OTHER	IU/mL	375	5.6%	21	629
Siemens BN ProSpec Dedicated \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	368	3%	16	196
(AT-III)抗凝血酶III					
Stago STA series Dedicated \ Nephelometry	%	25	12%	<5	<100
(C1q)补体C1q					
Beckman AU series chongqiong zybio \ OTHER	mg/L	265	33.5%	17	330
(C3)补体 C3					
TOSHIBA TBA OTHER \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	234	1.5%	<5	<100
Beckman Immage 800 Dedicated \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	227	4.1%	<5	<100
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	224	4.9%	25	614
Siemens BN II Siemens \ OTHER	mg/dL	276	7.7%	21	619
Siemens BN ProSpec Dedicated \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	246	2.6%	16	196
Roche cobas c 501/502/701/702 Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	250	5.3%	11	331
(C4)补体 C4					
TOSHIBA TBA OTHER \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	46.1	1.7%	5	<100
Beckman Immage 800 Dedicated \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	60.8	4.4%	<5	<100
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	58	5.3%	25	595
Siemens BN II Siemens \ OTHER	mg/dL	63.2	7.9%	21	629
Siemens BN ProSpec Dedicated \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	56.1	2.5%	16	196
Roche cobas c 501/502/701/702 Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	56.1	6.3%	11	332
(Cer)铜蓝蛋白					
Siemens BN II Siemens \ OTHER	g/L	0.739	8.9%	21	625
Siemens BN ProSpec Dedicated \ Immunonephelometry (INA)	g/L	0.604	6.8%	13	<100
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	g/L	0.4	12%	<5	<100
(CRP)C反应蛋白					
OTHER					
Genrui \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	6.53	6.9%	7	102
Beckman Immage 800 Dedicated \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	7.43	2.7%	<5	<100
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	7.66	4%	25	599
Siemens BN II Siemens \ OTHER	mg/dL	7.5	5.9%	21	618
Beckman AU series Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	7.99	2.2%	<5	<100
Siemens BN ProSpec Dedicated \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	7.05	2.1%	16	196
Mindray BC-5100/BC-5300 Series Dedicated \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	7.24	5.8%	15	251
(Ferritin)铁蛋白					
Siemens BN II					
Siemens \ OTHER	ng/mL	285	5.8%	20	607
Roche Hitachi/Hitachi Systems LEADMAN \ Immunoturbidimetry (ITA)	ng/mL	236	1.6%	12	280
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)	ng/mL	357	12%	<5	<100
(Hap (HPT))触珠蛋白 (结合珠蛋白)					
Siemens BN II					
Siemens \ OTHER	mg/L	2529	9.9%	21	620
(hs-CRP)超敏C反应蛋白					
TOSHIBA TBA					
OTHER \ OTHER	mg/L	85.5	1.7%	5	<100

REF	521-3	6x3mL	EXP	2025-01-01	LOT	31B7969	更新日期:	2024-08
								2 / 3

		批号: 31B7969			
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
(IgA)免疫球蛋白 IgA					
TOSHIBA TBA OTHER \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	363	1.7%	5	<100
Beckman Immage 800 Dedicated \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	391	5.6%	<5	<100
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	361	4.5%	25	596
Siemens BN II Siemens \ OTHER	mg/dL	473	7.7%	21	623
Siemens BN ProSpec Dedicated \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	420	3.4%	16	196
Roche cobas c 501/502/701/702 Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	379	5%	11	332
(IgE)免疫球蛋白 IgE					
Siemens BN II Siemens \ OTHER	IU/mL	80.6	7.4%	21	616
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	69.8	12%	<5	<100
(IgG)免疫球蛋白 IgG					
TOSHIBA TBA OTHER \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	1796	1.6%	<5	<100
Beckman Immage 800 Dedicated \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	1991	3.3%	<5	<100
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	2005	5.3%	25	623
Siemens BN II Siemens \ OTHER	mg/dL	2352	8.7%	21	632
Siemens BN ProSpec Dedicated \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	2155	2.6%	16	196
Roche cobas c 501/502/701/702 Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	2211	4%	11	332
(IgM)免疫球蛋白 IgM					
TOSHIBA TBA OTHER \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	222	4.8%	5	<100
Beckman Immage 800 Dedicated \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	251	3.2%	<5	<100
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	240	4.6%	25	618
Siemens BN II Siemens \ OTHER	mg/dL	297	7.4%	21	611
Siemens BN ProSpec Dedicated \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	268	2.5%	16	196
Roche cobas c 501/502/701/702 Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	280	6.3%	11	332
(Kappa Light Chain)κ轻链					
Siemens BN II Siemens \ OTHER	g/L	5.77	8%	21	619
Siemens BN ProSpec Dedicated \ Immunonephelometry (INA)	g/L	5.18	3.7%	16	196
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	g/L	17.2	12%	<5	<100
(Lambda Light Chain)λ 轻链					
Siemens BN II Siemens \ OTHER	g/L	3.02	6.9%	21	621
Siemens BN ProSpec Dedicated \ Immunonephelometry (INA)	g/L	2.87	3.6%	16	197
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	g/L	8.62	12%	<5	<100
(PAB)前白蛋白					
TOSHIBA TBA OTHER \ Immunoturbidimetry (ITA)	g/L	0.525	1.4%	<5	<100
Roche Hitachi/Hitachi Systems BSBE \ Immunoturbidimetry (ITA)	g/L	0.533	2%	24	545
Roche cobas 4000/6000/8000 DiaSys \ Immunonephelometry (INA)	g/L	0.437	12%	<5	<100
(PRO/ TP)(总) 蛋白					
Beckman AU series Beckman Coulter \ OTHER	g/L	5.3	2.6%	14	263
(RBP)视黄醇结合蛋白					
Beckman AU series DongOu \ OTHER	mg/dL	7.67	5%	17	332
Roche cobas 4000/6000/8000 WanTai \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	8.42	12%	<5	<100
(RF)类风湿因子					
OTHER Genrui \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	97.2	5.3%	7	102
TOSHIBA TBA OTHER \ OTHER	IU/mL	128	1.4%	<5	<100
Beckman Immage 800 Dedicated \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	114	3%	<5	<100
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	112	6.9%	25	600
Siemens BN II Siemens \ OTHER	IU/mL	80.4	7.9%	21	613

REF	521-3	6x3mL	EXP	2025-01-01	LOT	31B7969	更新日期：	2024-08
								3 / 3

		批号： 31B7969			
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
Siemens BN ProSpec Dedicated \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	74.9	5%	16	196
(TRF)转铁蛋白					
Siemens BN II Siemens \ OTHER	mg/dL	413	8.8%	21	628
Siemens BN ProSpec Dedicated \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	361	3.9%	16	197
Roche Hitachi/Hitachi Systems LEADMAN \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	381	3.5%	12	281
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	381	12%	<5	<100
(β2M)β-2-微球蛋白					
TOSHIBA TBA OTHER \ OTHER	ng/mL	6209	3.3%	<5	<100
Roche Hitachi/Hitachi Systems BSBE \ Immunoturbidimetry (ITA)	ng/mL	5348	4.1%	24	543
Beckman AU series DongOu \ OTHER	ng/mL	6473	6%	17	332
Roche cobas c 501/502/701/702 WEGO \ OTHER	ng/mL	5686	5.2%	11	332
Roche cobas 4000/6000/8000 JS (Shanghai) \ Immunonephelometry (INA)	ng/mL	6730	12%	<5	<100

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。