

<b>REF</b>	521-3	6x3mL	<b>EXP</b>	2025-06-27	<b>LOT</b>	31B796F	更新日期:	2024-08
								1 / 2

批号: 31B796F						
项目\仪器\试剂方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数		
<b>(Alb)白蛋白</b>						
Roche cobas 4000/6000/8000	g/L	56.2	12%	<5	<100	
Roche \ Bromocresol green						
Roche Hitachi/Hitachi Systems	g/L	52	12%	<5	<100	
Hitachi \ Bromocresol green						
<b>(ASO)抗链球菌溶血素 O 抗体</b>						
Beckman Immage 800	IU/mL	225	12%	<5	<100	
Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)						
Roche Hitachi/Hitachi Systems	IU/mL	370	10%	<5	<100	
Roche \ Immunonephelometry (INA)						
Siemens BN II	IU/mL	391	12%	<5	<100	
Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)						
Roche Hitachi/Hitachi Systems	IU/mL	382	0%	<5	<100	
Reebio \ Immunonephelometry (INA)						
<b>(AT-III)抗凝血酶III</b>						
Stago STA series	%	25	12%	<5	<100	
Dedicated \ Nephelometry						
<b>(C3)补体 C3</b>						
Roche Hitachi/Hitachi Systems	mg/dL	272	4%	<5	<100	
Reebio \ Immunonephelometry (INA)						
Beckman Immage 800	mg/dL	224	8.9%	<5	<100	
Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)						
Siemens BN II	mg/dL	245	12%	<5	<100	
Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)						
<b>(C4)补体 C4</b>						
Roche Hitachi/Hitachi Systems	mg/dL	52.4	1.7%	<5	<100	
Reebio \ Immunonephelometry (INA)						
Beckman Immage 800	mg/dL	57.9	9.7%	<5	<100	
Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)						
Siemens BN II	mg/dL	59	12%	<5	<100	
Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)						
<b>(Cer)铜蓝蛋白</b>						
Beckman Immage 800	g/L	0.4	12%	<5	<100	
Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)						
<b>(CRP)C反应蛋白</b>						
Roche Hitachi/Hitachi Systems	mg/dL	7.48	1.5%	<5	<100	
Reebio \ Immunonephelometry (INA)						
Roche Hitachi/Hitachi Systems	mg/dL	8.13	10%	<5	<100	
Roche \ Immunonephelometry (INA)						
Siemens BN II	mg/dL	6.77	12%	<5	<100	
Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)						
Beckman Immage 800	mg/dL	7.72	12%	<5	<100	
Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)						
<b>(Ferritin)铁蛋白</b>						
Roche cobas 4000/6000/8000	ng/mL	357	12%	<5	<100	
Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)						
<b>(Hap (HPT) )触珠蛋白 (结合珠蛋白)</b>						
Roche Hitachi/Hitachi Systems	mg/L	2020	12%	<5	<100	
Hitachi \ Immunoturbidimetry (ITA)						
<b>(IgA)免疫球蛋白 IgA</b>						
Roche Hitachi/Hitachi Systems	mg/dL	385	1.2%	<5	<100	
Reebio \ Immunonephelometry (INA)						
Beckman Immage 800	mg/dL	366	8.8%	<5	<100	
Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)						
Siemens BN II	mg/dL	414	12%	<5	<100	
Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)						
<b>(IgE)免疫球蛋白 IgE</b>						
Beckman Immage 800	IU/mL	66.5	12.1%	<5	<100	
Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)						
<b>(IgG)免疫球蛋白 IgG</b>						
Roche Hitachi/Hitachi Systems	mg/dL	1948	3%	<5	<100	
Reebio \ Immunonephelometry (INA)						
Beckman Immage 800	mg/dL	2106	10%	<5	<100	
Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)						
Siemens BN II	mg/dL	2190	12%	<5	<100	
Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)						
<b>(IgM)免疫球蛋白 IgM</b>						
Roche Hitachi/Hitachi Systems	mg/dL	246	1.5%	<5	<100	
Reebio \ Immunonephelometry (INA)						
Beckman Immage 800	mg/dL	243	9.2%	<5	<100	
Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)						
Siemens BN II	mg/dL	271	12%	<5	<100	
Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)						
<b>(Kappa Light Chain)κ轻链</b>						
Beckman Immage 800	g/L	17.2	12%	<5	<100	
Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)						
Siemens BN II	g/L	5.02	12%	<5	<100	
Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)						

<b>REF</b>	521-3	6x3mL	<b>EXP</b>	2025-06-27	<b>LOT</b>	31B796F	更新日期：	2024-08
								2 / 2

批号： 31B796F						
项目\仪器\试剂方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数		
<b>(Lambda Light Chain)<math>\lambda</math> 轻链</b>						
Siemens BN II	g/L	3.07	12%	<5	<100	
Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)						
Beckman Image 800	g/L	8.62	12%	<5	<100	
Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)						
<b>(PAB)前白蛋白</b>						
Roche Hitachi/Hitachi Systems	g/L	0.547	0.9%	<5	<100	
Reebio \ Immunonephelometry (INA)						
Roche Hitachi/Hitachi Systems	g/L	0.58	12%	<5	<100	
Hitachi \ Immunoturbidimetry (ITA)						
Roche Hitachi/Hitachi Systems	g/L	0.535	10%	<5	<100	
Roche \ Immunonephelometry (INA)						
Roche cobas 4000/6000/8000	g/L	0.437	12%	<5	<100	
DiaSys \ Immunonephelometry (INA)						
<b>(RBP)视黄醇结合蛋白</b>						
Roche cobas 4000/6000/8000	mg/dL	8.42	12%	<5	<100	
WanTai \ Immunonephelometry (INA)						
Roche Hitachi/Hitachi Systems	mg/dL	10.1	10%	<5	<100	
Roche \ Immunonephelometry (INA)						
Roche Hitachi/Hitachi Systems	mg/dL	9.88	12%	<5	<100	
Hitachi \ Immunoturbidimetry (ITA)						
<b>(RF)类风湿因子</b>						
Roche Hitachi/Hitachi Systems	IU/mL	98.2	1.8%	<5	<100	
Reebio \ Immunonephelometry (INA)						
Roche Hitachi/Hitachi Systems	IU/mL	88.7	10%	<5	<100	
Roche \ Immunonephelometry (INA)						
Beckman Image 800	IU/mL	120	12%	<5	<100	
Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)						
Siemens BN II	IU/mL	84.2	12%	<5	<100	
Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)						
<b>(sTfR)可溶性转铁蛋白受体</b>						
Siemens BN II	mg/L	1.37	12%	<5	<100	
Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)						
<b>(TRF)转铁蛋白</b>						
Roche cobas 4000/6000/8000	mg/dL	381	12%	<5	<100	
Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)						
Roche Hitachi/Hitachi Systems	mg/dL	374	12%	<5	<100	
Hitachi \ Immunoturbidimetry (ITA)						
<b>(<math>\alpha</math>-1-AG)<math>\alpha</math>-1-酸性糖蛋白</b>						
Roche Hitachi/Hitachi Systems	g/L	1.08	12%	<5	<100	
Hitachi \ Immunoturbidimetry (ITA)						
<b>(<math>\alpha</math>-1-AT)<math>\alpha</math>-1-抗胰蛋白酶</b>						
Roche Hitachi/Hitachi Systems	mg/dL	214	12%	<5	<100	
Hitachi \ Immunoturbidimetry (ITA)						
<b>(<math>\beta</math>2M)<math>\beta</math>-2-微球蛋白</b>						
Roche cobas 4000/6000/8000	ng/mL	6730	12%	<5	<100	
JS (Shanghai) \ Immunonephelometry (INA)						
Siemens BN II	ng/mL	5570	12%	<5	<100	
Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)						
Roche Hitachi/Hitachi Systems	ng/mL	7130	10%	<5	<100	
Roche \ Immunonephelometry (INA)						

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可能导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。