

REF	521-3	6x3mL	EXP	2026-01-26	LOT	31B79CE	更新日期:	2024-08
								1 / 3

		批号: 31B79CE			
项目\仪器\试剂方法	单位	均值\ CV		Lab \ 点数	
(Alb)白蛋白					
Roche Hitachi/Hitachi Systems Hitachi \ Bromocresol green	g/L	50.6	12.3%	<5	<100
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Bromocresol green	g/L	56.8	11.9%	<5	<100
(ASO)抗链球菌溶血素 O 抗体					
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	IU/mL	265	5.4%	<5	106
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	237	9.7%	27	749
Siemens BN II Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)	IU/mL	392	12%	<5	<100
KHB Polaris i2400 KHB \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	590	10%	<5	<100
Beckman Immage 800 Dedicated \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	252	1.2%	<5	<100
(AT-III)抗凝血酶III					
Stago STA series Dedicated \ Nephelometry	%	23.6	1.2%	<5	<100
(C3)补体 C3					
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	214	7.9%	<5	100
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	221	4.3%	27	722
Siemens BN II Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	248	11.9%	<5	<100
KHB Polaris i2400 KHB \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mg/dL	244	10%	<5	<100
Beckman Immage 800 Dedicated \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	226	2.5%	<5	<100
(C4)补体 C4					
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	57.3	6.1%	<5	105
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	57.4	5%	27	729
Beckman AU series chongqiong zhibio \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	54.9	0.6%	<5	<100
KHB Polaris i2400 KHB \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mg/dL	61	10%	<5	<100
Siemens BN II Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	55	12.9%	<5	<100
Beckman Immage 800 Dedicated \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	59.3	4.1%	<5	<100
(Cer)铜蓝蛋白					
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	g/L	0.42	11.4%	<5	<100
(CRP)C反应蛋白					
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	7.7	4%	27	745
Siemens BN II Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	6.73	12.1%	<5	<100
Beckman Immage 800 Dedicated \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	7.54	1.9%	<5	<100
(Ferritin)铁蛋白					
Roche Hitachi/Hitachi Systems LEADMAN \ Immunoturbidimetry (ITA)	ng/mL	232	0.9%	5	123
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)	ng/mL	357	12%	<5	<100
(Hap (HPT))触珠蛋白 (结合珠蛋白)					
Roche Hitachi/Hitachi Systems Hitachi \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/L	2080	11.7%	<5	<100
(IgA)免疫球蛋白 IgA					
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	299	10.8%	<5	<100
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	352	6.7%	27	737
Beckman AU series chongqiong zhibio \ OTHER	mg/dL	388	1.4%	<5	<100
Siemens BN II Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	417	11.9%	<5	<100
KHB Polaris i2400 KHB \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mg/dL	485	10%	<5	<100
Beckman Immage 800 Dedicated \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	370	2.8%	<5	<100
(IgE)免疫球蛋白 IgE					
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	65.8	11.2%	<5	<100
(IgG)免疫球蛋白 IgG					
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	1940	5.2%	<5	105
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	1996	4.5%	27	724

REF	521-3	6x3mL	EXP	2026-01-26	LOT	31B79CE	更新日期:	2024-08
								2 / 3

		批号: 31B79CE					
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数			
Beckman AU series chongqiong zyb10 \ OTHER	mg/dL	1996	1.3%	<5	<100		
Siemens BN II Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	2290	11.5%	<5	<100		
KHB Polaris i2400 KHB \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mg/dL	1890	10%	<5	<100		
Beckman Immage 800 Dedicated \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	2075	2.1%	<5	<100		
(IgM)免疫球蛋白 IgM							
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	235	5.7%	<5	107		
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	238	3.7%	27	724		
Siemens BN II Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	272	12%	<5	<100		
KHB Polaris i2400 KHB \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mg/dL	491	10%	<5	<100		
Beckman Immage 800 Dedicated \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	237	4.2%	<5	<100		
(Kappa Light Chain)κ轻链							
Siemens BN II Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)	g/L	5.02	12%	<5	<100		
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	g/L	17.2	12%	<5	<100		
(Lambda Light Chain)λ轻链							
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	g/L	8.62	12%	<5	<100		
Siemens BN II Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)	g/L	3.07	12%	<5	<100		
(PAB)前白蛋白							
Beckman AU series DiaSys \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	g/L	0.508	2.8%	5	139		
Roche Hitachi/Hitachi Systems BSBE \ Immunoturbidimetry (ITA)	g/L	0.522	2.7%	26	671		
Beckman AU series chongqiong zyb10 \ OTHER	g/L	0.52	2.5%	<5	<100		
Roche Hitachi/Hitachi Systems Hitachi \ Immunoturbidimetry (ITA)	g/L	0.55	12.7%	<5	<100		
KHB Polaris i2400 KHB \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	g/L	0.604	10%	<5	<100		
Roche cobas 4000/6000/8000 DiaSys \ Immunonephelometry (INA)	g/L	0.434	12.1%	<5	<100		
(RBP)视黄醇结合蛋白							
Roche Hitachi/Hitachi Systems Hitachi \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	9.82	12.1%	<5	<100		
Roche cobas 4000/6000/8000 WanTai \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	8.46	10.8%	<5	<100		
(RF)类风湿因子							
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	120	6.4%	27	745		
KHB Polaris i2400 KHB \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	122	10%	<5	<100		
Siemens BN II Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)	IU/mL	83.2	10.9%	<5	<100		
Beckman Immage 800 Dedicated \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	106	2.4%	<5	<100		
(sTfR)可溶性转铁蛋白受体							
Siemens BN II Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/L	1.47	11.2%	<5	<100		
(TRF)转铁蛋白							
Beckman AU series Reebio \ OTHER	mg/dL	349	0.8%	<5	<100		
Roche Hitachi/Hitachi Systems LEADMAN \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	381	3.8%	14	366		
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	388	11.8%	<5	<100		
Roche Hitachi/Hitachi Systems Hitachi \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	379	11.8%	<5	<100		
(α-1-AG)α-1-酸性糖蛋白							
Roche Hitachi/Hitachi Systems Hitachi \ Immunoturbidimetry (ITA)	g/L	1.09	11.9%	<5	<100		
(α-1-AT)α-1-抗胰蛋白酶							
Roche Hitachi/Hitachi Systems Hitachi \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	211	10.3%	<5	<100		
(β2M)β-2-微球蛋白							
Roche Hitachi/Hitachi Systems MedicalSystem \ Immunoturbidimetry (ITA)	ng/mL	6540	6.9%	<5	184		
Roche Hitachi/Hitachi Systems BSBE \ Immunoturbidimetry (ITA)	ng/mL	5498	2.4%	26	671		
Beckman AU series chongqiong zyb10 \ OTHER	ng/mL	5955	1.1%	<5	<100		
KHB Polaris i2400 KHB \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	5060	10%	<5	<100		

REF	521-3	6x3mL	EXP	2026-01-26	LOT	31B79CE	更新日期:	2024-08
								3 / 3

		批号: 31B79CE			
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
Roche cobas 4000/6000/8000 JS (Shanghai) \ Immunonephelometry (INA)	ng/mL	6650	10.6%	<5	<100
Siemens BN II Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)	ng/mL	5480	12.2%	<5	<100

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。