

<b>REF</b> 521-3	6x3mL	<b>EXP</b> 2026-05-22	<b>LOT</b> 31B79D1	更新日期: 2024-08
				1 / 3

		批号: 31B79D1			
项目\仪器\试剂方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
<b>(Alb)白蛋白</b>					
Olympus AU400					
Olympus \ Bromocresol green	g/L	0.054	10%	<5	<100
<b>(ASO)抗链球菌溶血素 O 抗体</b>					
Beckman Immage 800					
Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	249	3.3%	5	145
Abbott ARCHITECT c series					
BSBE \ OTHER	IU/mL	330	1.4%	5	102
Siemens BN ProSpec					
Dedicated \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	312	2.9%	<5	<100
Beckman AU series					
BSBE \ OTHER	IU/mL	315	15%	<5	<100
Beckman AU series					
chongqiong zybio \ Immunoturbidimetry (ITA)	IU/mL	351	7.9%	12	177
Olympus AU400					
Olympus \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	404	10%	<5	<100
Beckman AU series					
Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	397	10%	<5	<100
Siemens ADVIA Centaur XP/XPT					
Roche \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	IU/mL	384	0.4%	<5	<100
<b>(AT-III)抗凝血酶III</b>					
Beckman Immage 800					
Beckman Coulter \ Nephelometry	g/L	0.309	10%	<5	<100
<b>(C3)补体 C3</b>					
Beckman AU series					
chongqiong zybio \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	239	6.5%	7	123
Beckman Immage 800					
Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	210	3.8%	5	145
Siemens BN II					
Dedicated \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	223	3.7%	<5	<100
Siemens ADVIA Centaur XP/XPT					
Roche \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	mg/dL	2	3.7%	<5	<100
Beckman AU series					
Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	263	10%	<5	<100
Olympus AU400					
Olympus \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	196	10%	<5	<100
<b>(C4)补体 C4</b>					
Beckman AU series					
chongqiong zybio \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	56.7	6.8%	7	104
Beckman Immage 800					
Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	61	4.8%	5	144
Siemens BN II					
Dedicated \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	56.9	3.8%	<5	<100
Beckman AU series					
Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	57	10%	<5	<100
Siemens ADVIA Centaur XP/XPT					
Roche \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	mg/dL	0.55	9.1%	<5	<100
Olympus AU400					
Olympus \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	56	10%	<5	<100
<b>(Cer)铜蓝蛋白</b>					
Siemens BN ProSpec					
Dedicated \ Immunonephelometry (INA)	g/L	0.537	4%	<5	<100
Olympus AU400					
Olympus \ Immunonephelometry (INA)	g/L	0.621	10%	<5	<100
<b>(CRP)C反应蛋白</b>					
Beckman AU series					
Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	7.25	1.3%	<5	<100
Olympus AU400					
Olympus \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	7.24	10%	<5	<100
<b>(Ferritin)铁蛋白</b>					
Olympus AU400					
Olympus \ Immunoturbidimetry (ITA)	ng/mL	275	10%	<5	<100
Siemens BN II					
Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)	ng/mL	232	10%	<5	<100
<b>(Hap (HPT) )触珠蛋白 (结合珠蛋白)</b>					
Beckman AU series					
chongqiong zybio \ OTHER	mg/L	1827	8%	<5	<100
Abbott ARCHITECT c series					
chongqiong zybio \ OTHER	mg/L	2067	4.6%	10	213
Olympus AU400					
Olympus \ Immunonephelometry (INA)	mg/L	2010	10%	<5	<100
<b>(IgA )免疫球蛋白 IgA</b>					
Beckman Immage 800					
Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	403	4.9%	5	145
Siemens BN II					
Dedicated \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	487	3.9%	<5	<100
Abbott ARCHITECT c series					
DiaSys \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	398	10%	<5	<100
Olympus AU400					
Olympus \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	396	10%	<5	<100
Siemens ADVIA Centaur XP/XPT					
Roche \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	mg/dL	375	3.7%	<5	<100
Beckman AU series					
Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	400	10%	<5	<100

<b>REF</b>	521-3	6x3mL	<b>EXP</b>	2026-05-22	<b>LOT</b>	31B79D1	更新日期:	2024-08
								2 / 3

		批号: 31B79D1					
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数			
<b>(IgE)免疫球蛋白 IgE</b>							
Beckman Immage 800							
Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	64.9	10%	<5	<100		
<b>(IgG)免疫球蛋白 IgG</b>							
Beckman Immage 800							
Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	2229	4.2%	5	145		
Siemens BN II							
Dedicated \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	2177	3.6%	<5	<100		
Siemens ADVIA Centaur XP/XPT							
Roche \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	mg/dL	2286	6.3%	<5	<100		
Olympus AU400							
Olympus \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	2020	10%	<5	<100		
Beckman AU series							
Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	2256	10%	<5	<100		
Abbott ARCHITECT c series							
DiaSys \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	2030	10%	<5	<100		
<b>(IgM)免疫球蛋白 IgM</b>							
Beckman Immage 800							
Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	285	4.2%	5	145		
Siemens BN II							
Dedicated \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	314	2.9%	<5	<100		
Beckman AU series							
Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	251	10%	<5	<100		
Siemens ADVIA Centaur XP/XPT							
Roche \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	mg/dL	252	1.7%	<5	<100		
Abbott ARCHITECT c series							
DiaSys \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	259	10%	<5	<100		
Olympus AU400							
Olympus \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	255	10%	<5	<100		
<b>(Kappa Light Chain)κ轻链</b>							
Beckman Immage 800							
Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	g/L	16.4	10%	<5	<100		
<b>(Lambda Light Chain)λ 轻链</b>							
Beckman Immage 800							
Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	g/L	8.53	10%	<5	<100		
<b>(PAB)前白蛋白</b>							
Beckman AU series							
BSBE \ OTHER	g/L	4.41	13%	<5	<100		
Beckman AU series							
chongqiong zhybio \ Immunoturbidimetry (ITA)	g/L	0.044	7.8%	11	166		
Abbott ARCHITECT c series							
BSBE \ OTHER	g/L	4.88	11%	10	219		
Siemens ADVIA Centaur XP/XPT							
Roche \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	g/L	428	0.5%	<5	<100		
Olympus AU400							
Olympus \ Immunonephelometry (INA)	g/L	0.449	10%	<5	<100		
Beckman AU series							
Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	g/L	0.56	10%	<5	<100		
<b>(RBP)视黄醇结合蛋白</b>							
Siemens BN II							
Siemens \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	7.03	10%	<5	<100		
<b>(RF)类风湿因子</b>							
Siemens BN ProSpec							
Dedicated \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	77.8	3.6%	<5	<100		
Beckman AU series							
Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	110	9.1%	<5	<100		
Beckman AU series							
chongqiong zhybio \ Immunoturbidimetry (ITA)	IU/mL	119	7.3%	13	191		
Beckman Immage 800							
Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	109	10%	<5	<100		
Abbott ARCHITECT c series							
BSBE \ OTHER	IU/mL	120	0%	<5	<100		
<b>(TRF)转铁蛋白</b>							
Olympus AU400							
Olympus \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	347	10%	<5	<100		
<b>(α-1-AG)α-1-酸性糖蛋白</b>							
Olympus AU400							
Olympus \ Immunoturbidimetry (ITA)	g/L	1.14	10%	<5	<100		
Beckman AU series							
Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	g/L	1.12	7%	<5	<100		
<b>(α-1-AT)α-1-抗胰蛋白酶</b>							
Olympus AU400							
Olympus \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	219	10%	<5	<100		
Beckman AU series							
Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	263	6%	<5	<100		
<b>(α2M)α-2-巨球蛋白</b>							
Beckman Immage 800							
Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/L	3170	10%	<5	<100		
<b>(β2M)β-2-微球蛋白</b>							
Beckman AU series							
BSBE \ OTHER	ng/mL	4396	9.7%	<5	<100		

<b>REF</b>	521-3	6x3mL	<b>EXP</b>	2026-05-22	<b>LOT</b>	31B79D1	更新日期：	2024-08
								3 / 3

		批号：31B79D1			
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
Beckman AU series chongqiong zybio \ Immunoturbidimetry (ITA)	ng/mL	5987	8.8%	13	199
Abbott ARCHITECT c series BSBE \ OTHER	ng/mL	5433	5.5%	10	222
Olympus AU400 Olympus \ Immunonephelometry (INA)	ng/mL	6130	10%	<5	<100
Beckman AU series Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	ng/mL	6392	1.6%	<5	<100

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。